

65.00 mm

65.00 mm

65.00 mm


65.00 mm

65.00 mm

65.00 mm

Hydropulseur

Modèle SLK318



Sommaire

1. Consignes de sécurité importantes
2. Description du produit
3. Mise en route
4. Nettoyage et entretien
5. Carte de garantie

Veillez lire toutes les instructions avant utilisation


Consignes de sécurité importantes

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : pour réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure, veuillez lire attentivement toutes les instructions.

* Mise en garde

1. Adaptez le secteur : DC 5 V - 1 A 2 A. Ne branchez pas l'appareil sur une tension différente de celle indiquée sur l'appareil ou sur l'adaptateur.
2. Ne laissez pas le produit et son cordon ou sa fiche se détacher endommagé. Si le produit n'est pas utilisé, retirez-le de la prise.
3. Tenez l'appareil éloigné des flammes nues et des surfaces chaudes.
4. N'immergez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau.
5. Ne laissez pas le produit et son cordon ou sa fiche se détacher endommagé. Si le produit n'est pas utilisé, retirez-le de la prise.
6. Débranchez l'adaptateur et le câble de charge avant tout nettoyage.
7. Ne laissez pas le produit et son cordon ou sa fiche se détacher endommagé. Si le produit n'est pas utilisé, retirez-le de la prise.
8. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé par des personnes âgées, handicapées ou des personnes souffrant de troubles de la vue, de l'audition ou de la langue.
9. Ne laissez pas le produit et son cordon ou sa fiche se détacher endommagé. Si le produit n'est pas utilisé, retirez-le de la prise.
10. Ne laissez pas le produit et son cordon ou sa fiche se détacher endommagé. Si le produit n'est pas utilisé, retirez-le de la prise.

Description du produit



* Remarques importantes

1. Utilisez ce produit uniquement conformément à cette notice ou aux conseils de votre dentiste.
2. N'utilisez pas le produit sans canule installée.
3. N'introduisez aucun corps étranger dans les ouvertures de l'appareil.
4. Un bain de bouche peut être utilisé avec cet appareil.
5. Ne laissez pas le produit et son cordon ou sa fiche se détacher endommagé. Si le produit n'est pas utilisé, retirez-le de la prise.
6. Placez la canule près de vos dents avant de mettre l'appareil en marche.
7. Toute ouverture ou tout démontage du produit annule la garantie. Si une réparation est nécessaire, contactez notre service après-vente.
8. Arrêtez l'appareil lorsque le réservoir d'eau est vide.
9. Débranchez l'adaptateur de la prise électrique une fois la charge terminée.
10. Cet appareil est destiné uniquement à l'hygiène bucco-dentaire. Il ne doit pas être utilisé pour d'autres applications.
11. Si l'hydropulseur doit être engagé pendant une période prolongée (6 mois ou plus), chargez-le complètement avant de le ranger.
12. L'étanchéité reste assurée même sans le bouchon anti-poussière en place.
13. En fin de vie de la batterie, déposez l'appareil dans le centre de recyclage le plus proche, conformément à la réglementation locale ou nationale.


1. Canule jet désinfectant — nettoyage quotidien
2. Canule jet désinfectant — nettoyage quotidien
3. Canule orthodontique — bagues et usage quotidien
4. Canule orthodontique — bagues et usage quotidien
5. Canule orthodontique — bagues et usage quotidien
6. Canule orthodontique — bagues et usage quotidien
7. Canule orthodontique — bagues et usage quotidien
8. Canule orthodontique — bagues et usage quotidien
9. Canule orthodontique — bagues et usage quotidien
10. Canule orthodontique — bagues et usage quotidien

Caractéristiques principales	
Modèle	SLK318
Batterie	1200 mAh
Tension / puissance	5 V / 8 W
Indice d'étanchéité	IP97
Temps de charge	Environ 2-3 h
Autonomie	70 min
Modèles	Pulse / Doux / Fort
Capacité du réservoir	318 ml
Poids	300 g ± 5 %
Dimensions	65-92-114 mm (largeur)

105.00 mm

* Charge

1. Assurez-vous que l'appareil et ses câbles sont secs et que l'appareil est éteint. Ouvrez le couvercle du réservoir pour libérer l'air emprisonné à l'intérieur.
2. Soulevez le bouchon en silicone du port de charge. Insérez le câble de charge dans le port de charge.
3. Un cycle de charge complet prend environ 2 à 3 heures. Une charge complète offre jusqu'à 70 minutes d'autonomie en mode Pulse.
4. Complétez le chargement de l'appareil avant la première utilisation. Une fois la charge terminée, les trois LEDs de mode blancs restent allumées en continu.



05

* Mise en place et retrait de la canule

1. Sortez la canule de son emballage.
2. Insérez la canule dans l'ouverture située sur le dessus de l'hydropulseur. Appuyez fermement jusqu'à entendre un clic confirmant son verrouillage.
3. Pour retirer la canule, appuyez d'abord sur le bouton d'éjection, puis sur le bouton de mode.
4. Pratique en voyage : la canule peut être rangée à l'intérieur du réservoir pour le transport.

ATTENTION ! n'appuyez pas sur le bouton d'éjection pendant le fonctionnement de l'appareil.



* Remplissage du réservoir

- Ouvrez le couvercle du réservoir. Maintenez le bouchon en silicone fermé et remplissez le réservoir d'eau propre.
1. Retirez le couvercle de la notice, de la notice et de la notice.
 2. Un bain de bouche peut être utilisé. Après usage, rincez l'appareil avec de l'eau propre.
 3. Ne laissez pas le produit et son cordon ou sa fiche se détacher endommagé. Si le produit n'est pas utilisé, retirez-le de la prise.
 4. Ne laissez pas le produit et son cordon ou sa fiche se détacher endommagé. Si le produit n'est pas utilisé, retirez-le de la prise.

06

* Technique recommandée

1. Prenez une position de travail et placez la canule dans votre bouche.
2. Fermez également les lèvres pour éviter les éclaboussures, tout en laissant l'eau s'écouler librement dans le lavabo.
3. Appuyez sur le bouton de mode et maintenez le bouton de mode enfoncé vers les dents de devant. L'eau glisse le long de la gencive et marque une courte pause entre chaque bouchée.
4. Maintenez l'appareil à la verticale pendant l'utilisation pour de meilleures performances.
5. A la fin, débranchez l'appareil et, versez l'eau restante du réservoir.




* Remarques importantes

1. Un léger alignement des gencives est normal lors des premières utilisations de l'hydropulseur. Cela s'améliore en 1 à 2 semaines.
2. N'appuyez pas fortement la canule contre vos dents ou vos gencives.

* Nettoyage et entretien

1. Après chaque utilisation, désignez l'appareil et videz toute l'eau du réservoir.
2. Pour nettoyer le réservoir, rincez la canule. Rincez le corps de l'appareil avec la main gauche et laissez le réservoir avec la main droite.
3. Rangement des canules : le réservoir dispose d'un compartiment dédié pour ranger les canules. Insérez la canule dans le compartiment.
4. Avant utilisation, vérifiez l'état de la canule, puis nettoyez-la.
5. Avant utilisation, vérifiez l'état de la canule, puis nettoyez-la.
6. Avant utilisation, vérifiez l'état de la canule, puis nettoyez-la.



09

Carte de garantie

Merci d'avoir choisi notre hydropulseur. Veuillez conserver cette carte pour tout service ultérieur.

1. Ce produit est couvert par une garantie limitée de 1 an.
2. Pour toute demande de garantie, l'acheteur doit fournir le ticket de caisse original comme preuve de la date d'achat.
3. Les circonstances suivantes annulent la garantie :

- 1) Appareil acheté auprès d'un revendeur en ligne non agréé
- 2) Dommages ou panne causés par un démontage non autorisé
- 3) Dommages ou panne résultant d'une chute ou d'un choc
- 4) Pannes résultant d'une utilisation incorrecte ou abusive
- 5) Réparations effectuées par des prestataires tiers non agréés

Acheteur	Date d'achat
Nom	Coordonnées
Adresse	
Problème constaté	

10

105.00 mm

105.00 mm

390.00 mm